



UCHIRON OPERAČNÍ ROUŠKY pro opakované použití

Operační roušky jsou součástí operačního krytí. Nutnou součástí vybraných roušek je podlepovací páska. Roušky jsou různých tvarů a rozměrů.

MATERIÁL: Tkanina z polyesterového mikrovlákna s obsahem 1 % uhlíkového vlákna k zamezení elektrostatického náboje.

ÚPRAVA: Bariérová úprava odolná vůči tekutinám

**PLOŠNÁ
HMOTNOST:** 83 ± 3% g/m²

ŽIVOTNOST: Maximální doba použití je určena individuálními podmínkami, doporučuje se 75 cyklů praní a Sterilizace.

ÚČEL POUŽITÍ: Zdravotnický prostředek určený k opakovanému použití na operačních sálech s cílem eliminace přenosu infekčních mikroorganismů, tělních tekutin a jiných částic při styku mezi operačním týmem a operační ranou.

ÚDRŽBA: Praní při maximální teplotě 60°C pouze oxidačními/ nechlorovými pracími prostředky. Sušení v bubnové sušičce dle ČSN ISO 6330 nebo pomocí tunelfinišeru. Sterilizace vlhkým teplem / sytou vodní parou / při teplotě 134°C dle vyhlášky č. 306/2012 Sb.

VELIKOSTI:

velikost

Dle účelu použití

CERTIFIKÁTY: Operační roušky jsou certifikovány dle harmonizované technické normy ČSN EN 13795-1 a ČSN 13795-2. Certifikát č. 19-052/1 ze dne 16.8.2019 vydaný TZÚ, s.p. Brno

VÝROBA: Vyrobeno v České republice

VÝROBCE: HEDVA, a.s.